

WAP LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000




CÓDIGO 127V: FW010340
CÓDIGO 220V: FW010341

REVISÃO: 00 – JULHO/2024
REFERÊNCIA: VEG02.195

O conteúdo deste documento não deve ser reproduzido ou cedido a terceiros sem autorização prévia da Fresnomaq Indústria de Máquinas S/A

VISTA EXPLODIDA



LISTA DE PEÇAS

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
1	FW010495	JARRA COMPLETA	1	
2	FW010493	COPO MEDIDOR	1	
3	FW010492	TAMPA COM ABERTURA	1	
4	FW010489	SUORTE COM LÂMINA	1	

FW	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUAN T.	FOTO ILUSTRATIVA
5	FW010488	ANEL DE VEDAÇÃO DA BASE DA LÂMINA	1	
6	FW010476	MOTOR 127V	1	
	FW010475	MOTOR 220V	1	
7	FW010485	BASE DO LIQUIDIFICADOR	1	
8	FW010484	ANEL DE DECORAÇÃO	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
9	FW010481	KIT PAINEL DE CONTROLE	1	
10	FW010479	ENCAIXE DO COPO	1	
11	FW010478	BOTÃO GIRATÓRIO	1	
12	FW010477	PCB	1	
13	FW010474	INTERRUPTOR	1	

POS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	FOTO ILUSTRATIVA
14	FW010473	CABO ELÉTRICO 127V	1	
	FW010472	CABO ELÉTRICO 220V	1	
*	FW010342	CX WAP LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000	1	
*	FW010343	MANUAL DE INSTR WAP LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000	1	
*	ECB00263	ETIQ C. BAR WAP LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000 127V	1	
*	ECB00264	ETIQ C. BAR WAP LIQUIDIFICADOR PROSDÓCIMO WB2000 220V	1	

LISTA DE REVISÕES

Nº	DESCRIÇÃO	DATA
00	Emissão Inicial	08/07/2024